

ИНСТРУКЦИЯ
по применению вакцины Галливак LT
против инфекционного ларинготрахеита птиц живой лиофилизированной с разбавителем
(организация-производитель" Merial" США)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Вакцина Галливак LT (Gallivac LT) против инфекционного ларинготрахеита птиц живая лиофилизированная с разбавителем.

2. Вакцину Галливак LT против инфекционного ларинготрахеита птиц готовят на основе вируса штамма «T20» и поставляют в комплекте со специальным разбавителем.

3. Вакцина представляет собой гранулированную однородную пористую массу бежевого цвета, а разбавитель - забуференный физиологический раствор в виде прозрачной жидкости без осадка или хлопьев.

4. Вакцина расфасована по 1000 прививных доз во флаконы вместимостью 10 см³, разбавитель – по 200 мл. Вакцина и разбавитель укупорены резиновыми пробками и обкатаны алюминиевыми колпачками.

5. Флаконы с вакциной маркируют с указанием фирмы-изготовителя, товарного знака, наименования препарата, номера серии и количества доз и объема, условий хранения, срока годности. Флаконы с разбавителем маркируют соответственной надписью с указанием фирмы-изготовителя и товарного знака, наименования препарата, номера серии, объема (см³), срока годности.

6. Вакцину и разбавитель хранят при температуре от 2 до 8° С в сухом темном, недоступном для детей месте. Срок годности вакцины и разбавителя при соблюдении условий хранения составляет 24 месяца со дня изготовления. Вакцину и разбавитель нельзя применять после истечения срока годности.

7. Флаконы с вакциной или растворителем без этикеток, с нарушенной укупоркой, имеющие трещины, плесень, посторонние примеси, а также в случае не использования вакцины в течение 1 часа после разведения, выбраковывают, обеззараживают кипячением в течение 10-15 минут с последующей утилизацией.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВАКЦИНЫ

8. Вакцина Галливак LT вызывает выработку специфического иммунитета против инфекционного ларинготрахеита птиц.

9 Вакцина Галливак LT не вызывает у цыплят клинически выраженной реакции и поствакцинальных осложнений. Лечебными свойствами не обладает.

10. Вакцину применяют только для иммунизации клинически здоровой птицы.

У отдельных птиц может наблюдаться поствакцинальная реакция в виде слабых конъюнктивитов. Плохие условия содержания, сырость или запыленность помещения могут усиливать поствакцинальную реакцию.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ

11. Вакцину Галливак LT применяют для профилактики ларинготрахеита в неблагополучных или угрожаемых по данному заболеванию племенных и товарных птицеводческих хозяйствах.

12. Птицу вакцинируют в возрасте от 4 до 16 недель однократно интракулярым способом.

Интраокулярный метод Вакцину растворяют из расчета 1000 доз на 200 см³ прилагаемого к вакцине разбавителя.

Во флакон, содержащий лиофилизированную вакцину, вносят 3-5 см³ разбавителя с помощью одноразового стерильного шприца. Затем тщательно перемешивают и полученную суспензию переносят во флакон, содержащий остаток разбавителя. Флакон с остатками вакцины ополаскивают разбавителем не менее двух раз.

Подготовленную таким образом вакцину с помощью пипетки наносят на конъюнктиву глаза каждой птице по 1 капле (объемом 0,05 см³), что соответствует 1 дозе.

Введение вакцины через дыхательные пути (путем ингаляций), а также путем выпивания с водой строго противопоказано.

Пипетки перед вакцинацией стерилизуют кипячением в течение не менее 30 мин. Использовать антисептики и дезинфектанты для стерилизации пипеток или подготовки вакцины запрещается. Разведенная вакцина должна быть полностью использована в течение **одного** часа.

Неиспользованную вакцину уничтожают, а пустые флаконы из-под вакцины перед утилизацией дезинфицируют кипячением или автоклавированием.

Продукты убоя и яйцо от привитой птицы используют без ограничений, независимо от срока вакцинации.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с вакциной следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными лекарственными средствами.

14. При случайном попадании препарата на кожу смыть струей воды с мылом

Инструкция разработана фирмой «Мериал»

Организация-производитель фирма «Мериал» США

Адрес завода изготовителя: 10026 Main Street, Berlin, Maryland 21811 U.S.A.